

# Lamparas de curado



**First Medica™**  
[www.FirstMedica.com](http://www.FirstMedica.com)

# Lamparas de curado LED Blast™

Las Lamparas de curado de la familia Blast™ que ofrece la First Médica™ aprovecha de los LEDs (diodos emisores de luz) de la tercera generación, de alta potencia. La tercera generación de fuentes de luz ofrecen mayor potencia de luz, más vida útil y una mayor eficiencia eléctrica y térmica. Estas Lamparas tienen un pico de emisión muy cerca de la absorción máxima de camforoquinona (CQ) para un alto rendimiento. Casi todos los compuestos luz curado, cementos y selladores están basados en CQ. Fuentes de luz LED están diseñados para durar la vida de la unidad y nunca necesitan reemplazarse.

## Lamparas tipo pistola

Lamparas en forma de pistola son los mas usados de la industria. Están diseñados para ser muy resistentes y robustos. Estas luces utilización sumideros de calor masivas de aluminio para absorber el calor de un uso prolongado sin necesidad de un ventilador que drene la batería. Muchos profesionales han encontrado que la pistola es la forma óptima para el uso durante todo el día y alivia los síntomas del síndrome del túnel carpiano u otras torceduras causadas por movimientos repetitivos.

### LED Blast™ y LED Blast™ Plus

- Alta potencia > 1,100mw/cm<sup>2</sup>, > 1,500mw/cm<sup>2</sup> con punta Turbo Accelerator® opcional
- Batería NiMh tiene una larga duración
- Ninguna limitacion de los ciclos – no se apaga después de unos pocos ciclos
- Punta de vidrio extraíble se adapta a todas las unidades Hilux™ y Demetron™
- Diseño robusto para uso diario duro
- Diseño ergonómico tipo pistola
- Pita en activación/cada 5 segundos/desactivación
- Selector de 5, 10, 20 y 30 segundos
- Fabricado en EE.UU.
- Precios para competir con unidades de \$1.000+
- 2 años de garantía

#### LB001 - LED Blast™

#### LB002 - LED Blast™ Plus

incluye punta turbo y medidor de luz

## Accesorios

- MO15-24 – Punta de 11mm
- MO12-24 – Punta Turbo Accelerator®



### Medidor de la profundidad de curado

El medidor de la profundidad de curado permite al profesional validar la eficacia de todos los tipos de lamparas de curado. Coloque el material luz activado en el dispositivo, expóngalo a luz, rómpalo y mida la dureza.

#### M009-04 - Depth Cure Tester

## Lamparas tipo Pincel

Lamparas en forma de pincel, como la Blast™-Lite y el Mini-Blast™, son más pequeños y más ligeros que la LED Blast™. Muchos asistentes encontrarán este estilo de luz ideal para procedimientos rápidos y su poco peso menos gravoso para un uso prolongado. Con un fuerte rendimiento, calidad superior y el valor de fijación de precios de la Blast™-Lite™ y la Mini-Blast™ son la mejor elección.



### **Blast™-Lite**

- De alta potencia > 1,600 mw/cm<sup>2</sup>
- Cinco segundos o menos para curacion profunda
- Punta de vidrio extraíble, no requiere de foro que puede obstruir el área de trabajo, puede ser esterilizada
- Selector de 5, 10 y 20 segundos
- Señal acústica audible programable
- Batería de ión-litio de larga duración, más de 1000 curas de 5 segundos
- Unidad de metal permite una fácil limpieza
- Fabricado en EE.UU.
- 2 años de garantía
- Tiempo de ejecución continuo del ciclo

**LB005 - Blast™-Lite / LBT01-08 - Punta de 8mm**

### **Mini-Blast™**

- De alta potencia > 1,000 mw/cm<sup>2</sup>
- Punta de vidrio extraíble, no requiere de foro que puede obstruir el área de trabajo, puede ser esterilizada
- Pita en activación/cada 5 segundos/desactivación
- Selector de 5, 10 y 20 segundos
- Batería de ión-litio de larga duración
- Unidad de metal permite una fácil limpieza
- Fabricado en EE.UU.
- 1 año de garantía

**LB006 - Mini-Blast™ / LBT01-08 - Punta de 8mm**



### **Blast™ LED Light Meter**

Funciona con las puntas Turbo y de 8mm

- Medidor analógico para la medición exacta de todas las luces LED
- No requiere batería
- 1 año de garantía

**LBM01 - Blast™ LED Light Meter** \*No funciona bien con la punta de 11mm.

# Lamparas de curado de halogeno Hilux™

**HILUX™** ha sido un líder en el mercado de las luces halógenas de más de 10 años. Hilux™ se ha ganado una reputación de fiabilidad y valor excepcional. Hilux™ cura todos los materiales luz activados. Todas las lamparas de curado Hilux™ tienen forma de pistola para una buena ergonomía. Las lamparas Hilux™ son de cable para que el usuario no necesite preocuparse por tener la batería con carga baja.

## **Hilux™ 200**

- Mejor valor para el dinero
- Viene con punta de 11 mm
- Acepta todas las guías de luz Hilux™ y Demetron™
- La luz tiene el modo “siempre encendido” y puede ser utilizado para el blanqueo
- Potencia mayor a 600mw/cm<sup>2</sup>
- 1 año de garantía

### **L009-24 - Hilux™ 200**



**Hilux™ 250**

## **Hilux™ 250**

- Viene con punta de 11 mm
- Acepta todas las guías de luz Hilux™ y Demetron™
- La luz tiene el modo “siempre encendido” y puede ser utilizado para el blanqueo
- Potencia mayor a 600mw/cm<sup>2</sup>
- 2 años de garantía

### **L009-250 - Hilux™ 250**

## **Hilux™ 250TA (Turbo-Accelerator®)**

- Viene con puntas de 11 mm y Turbo-Accelerator®
- Acepta todas las guías de luz Hilux™ y Demetron™
- Potencia mayor a 1,000mw/cm<sup>2</sup>
- La luz tiene el modo “siempre encendido” y puede ser utilizado para el blanqueo
- 2 años de garantía

### **L009-250TA - Hilux™ 250TA**

## **Accesorios**

- MO11-24 – Punta de 8 mm
- MO15-24 – Punta de 11 mm
- MO12-24 – Punta Turbo Accelerator®
- MO10-25 – Bulbo 81W